

Ternimaitonäytteiden ottaminen tutkimukseen porsasyskän varalta

1. Lypsäkää ternimaito porsimisen yhteydessä (saa lypsää jo ennen porsimista) tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
2. Kirjoittakaa vedenkestävällä tussilla koeputken kylkeen emakon numero ja näytteenottopäivämäärä.
3. Valitkaa puhtas nisä. Jos nisät ovat likaisia, puhdistakaa ne ensin.
4. Täyttäkää näytteenottoputki 2/3 maidolla.
5. Sulkekaa tulppa ja kuivatkaa putken ulkopinta.
6. Pakastakaa näyte ja säilyttäkää se kotipakastimessa vaaka-asennossa putken halkeamisen estämiseksi. Maito säilyy analysointikelpoisena n. 6 kk.
7. Kun näytteitä on riittävä määrä, täyttäkää Eviran lähetekaavake ja lähettäkää se putkien kanssa osoitteella

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Eläinnäytteet
Mustialankatu 3
00790 Helsinki